

# °LAUDA



## SCHÜTTELAPPARATE

Leistungstark, ausdauernd, langlebig. GFL Technology.

°FAHRENHEIT. °CELSIUS. °LAUDA.

# LAUDA Schüttelapparate



## Applikationsvielfalt

Ob Kreisschüttler, Taumelschüttler oder Wippschüttler, von 15 ml- und 50 ml-Gefäßen über Erlenmeyer-Kolben bis zum Kanister: LAUDA Schüttelapparate sind in vielen Varianten für jede Anwendung erhältlich und schütteln jede Probe zuverlässig und gleichmäßig.



## Umfangreiches Zubehör

Dank eines umfangreichen Zubehörprogramms sind die LAUDA Schüttelapparate für viele Anwendungszwecke einsetzbar. Von Haftmatten bis zu platzsparenden Etagenaufsätzen lassen sich die Geräte für jeden Bedarf optimal ausrüsten.



## Zuverlässig und langlebig

Schüttelapparate sind die typischen »Arbeitstiere« im Labor und werden von vielen Anwendern täglich genutzt. LAUDA Schüttelapparate werden mit »GFL Technology« gefertigt und stehen für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.



### GFL Technology – Höchste Qualität in erstklassigem Design

Mit den neuen Varioshake Schüttelapparaten erweitert LAUDA sein Produktangebot von zuverlässigen Laborgeräten für ein umfassendes Spektrum von Anwendungen. Die Gerätelinie LAUDA Varioshake umfasst zehn Schüttelapparate in drei Größen und fünf unterschiedlichen Schüttelbewegungen sowie drei Schüttelinkubatoren in drei Größen mit einer Schüttelbewegung. Ebenso wie die neuen LAUDA Hydro Wasserbäder besitzen die Varioshake Schüttelapparate das Prädikat »GFL Technology« und stehen damit für die langjährige Erfahrung und Qualität des Premiumherstellers LAUDA-GFL Gesellschaft für Labortechnik, der zum 31. Dezember 2018 Teil der LAUDA Gruppe wurde. Mit modernem LAUDA Design und exzellenten Leistungsdaten stehen die neuen GFL Technology Laborgeräte für höchste Qualität und Präzision. Ein umfangreiches Angebot an Zubehör sorgt für hohe Flexibilität im Einsatz und bietet Lösungen für eine Vielzahl von Laboranwendungen.



#### Preiswert und variabel

Ob für Standardarbeiten mit geringen Anforderungen oder als Sonderlösung für spezielle Applikationen: LAUDA Schüttelapparate und -inkubatoren sind variabel einsetzbar und preislich attraktiv.



#### Kompakte Bauform

LAUDA Schüttelapparate fügen sich platzsparend in jede Laborlandschaft ein. Die kompakte Bauform sorgt für geringen Platzbedarf auf der Arbeitsfläche und gewährleistet die Integration in Standard-Inkubatoren.



#### Perfekte Temperaturkontrolle

LAUDA Schüttelinkubatoren ermöglichen auch anspruchsvollste Anwendungen mit aktiv gesteuerter Temperierung unter hoher Temperaturkonstanz.



# LAUDA Varioshake Schüttelapparate

## Anwendungen und Produkteigenschaften

### Ausdauernd, leistungsstark, langlebig

LAUDA Varioshake Schüttelapparate bestehen durch höchste Qualität, Langlebigkeit und absolute Zuverlässigkeit. Ihre stabile, verschleißarme Mechanik sorgt für besonders ruhige Arbeitsweise und verlässlichen Dauerbetrieb. Ob behutsames Mischen oder kräftiges Schütteln, Varioshake Schüttelapparate und ein maßgeschneidertes Zubehör sind immer eine ideale Lösung.



Die robusten Einstiegsschüttler mit analoger Steuerung – Varioshake VS 8 OE und VS 8 BE

### Typische Anwendungsbereiche

Orbital, linear, taumelnd, wippend und überkopf schüttelnd in:

- Biologie und Mikrobiologie
- Medizinischer Diagnostik
- Analytischen Laboratorien
- Prüfinstituten, Universitäten und Forschungseinrichtungen
- Laboren der Qualitätssicherung



Moderne digitale Steuerung und erweiterter Funktionsumfang – Varioshake VS 8 O und VS 8 B

### Stufenlos einstellbar, sanft anlaufend

LAUDA Varioshake VS 8 OE / BE mit analogen Drehreglern ermöglichen die Einstellung von Drehzahl und Betriebszeit. Die digital gesteuerten Schüttelapparate bieten einen erweiterten Timerbereich, Start/Stop-Funktion und hohe Reproduzierbarkeit durch Speicherung der letzten Betriebsparameter.



Ob mit digitaler oder analoger Steuerung – intuitiv und zuverlässig

### Schüttelinkubatoren

Ob einfach und kompakt oder robust mit mehreren Schüttelstufen: LAUDA Varioshake Schüttelinkubatoren sind Spezialisten für Mischen und Schütteln unter exakt reproduzierbaren Kreisbewegungen und Temperaturen bis 70 °C. Sie überzeugen durch optimale Temperaturverteilung im gesamten Nutzraum und umfangreiche Funktionsvielfalt.



Varioshake VS 60 OI – Kompakt, ökonomisch, leistungsstark

# Technische Daten

Gerätetyp	Umgebungstemperatur °C	Größe Bewegungstisch mm	Lastaufnahme max. kg	Schüttelamplitude mm	Taumel-Wipp-Amplitude °	Schüttelfrequenz Hz	Bewegungsart**	Abmessungen (B x T x H) mm	Gewicht kg	Netzspannung	Leistungsaufnahme max. kW	Bestellnummer
-----------	------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	----------------	----------------------------	------------	--------------	---------------------------	---------------

## Schüttelapparate

VS 8 OE*	10 ... 60	330×330	8	10	-	20 - 500	O	350×375×160	11,0	230 V; 50/60 Hz	0,07	L003055
VS 8 BE*	10 ... 60	330×330	8	20	-	20 - 300	B	350×375×160	11,0	230 V; 50/60 Hz	0,07	L003056
VS 8 O	10 ... 50	330×330	8	10	-	20 - 500	O	350×355×160	11,0	230 V; 50/60 Hz	0,07	L003057
VS 8 B	10 ... 50	330×330	8	20	-	20 - 300	B	350×355×160	11,0	230 V; 50/60 Hz	0,07	L003058
VS 15 O	10 ... 50	450×450	15	30	-	20 - 300	O	480×487×160	19,5	230 V; 50/60 Hz	0,07	L003061
VS 15 B	10 ... 50	450×450	15	30	-	20 - 300	B	480×487×160	19,5	230 V; 50/60 Hz	0,07	L003062
VS 30 O	10 ... 50	676×540	30	32	-	20 - 250	O	705×607×160	34,0	230 V; 50/60 Hz	0,09	L003063
VS 15 R	10 ... 50	450×450	15	-	3	2 - 50	R	480×487×160	19,5	230 V; 50/60 Hz	0,09	L003060
VS 15 T	10 ... 50	450×450	15	-	3	2 - 50	T	480×487×160	19,5	230 V; 50/60 Hz	0,09	L003059
VS 20 OH	10 ... 40	-	20	-	-	1 - 20	OH	770×700×715	62,0	230 V; 50/60 Hz	0,10	L003064

Gerätetyp	Umgebungstemperatur °C	Arbeitstemperaturbereich °C	Arbeitstemperaturbereich mit Wasserkühlung °C	Temperaturkonstanz ± K	Heizleistung max. kW	Nutzraumabmessungen mm	Nutzraum-Volumen L	Lastaufnahme max. kg	Schüttelamplitude mm	Schüttelfrequenz Hz	Bewegungsart**	Abmessungen (B x T x H) mm	Gewicht kg	Netzspannung	Leistungsaufnahme max. kW	Bestellnummer
-----------	------------------------	-----------------------------	---	------------------------	----------------------	------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------	----------------------------	------------	--------------	---------------------------	---------------

## Schüttelinkubatoren

VS 60 OI <sup>1</sup>	10 ... 30	28 ... 70	20 ... 70	0,20	0,5	450×450×338	57	12	30	20 - 250	O	525×686×631	41,5	230 V; 50/60 Hz	0,80	L003052
VS 45 OI <sup>2</sup>	10 ... 30	28 ... 70	20 ... 70	0,20	0,5	450×300×320	43	12	25	20 - 250	O	710×650×710	70,0	230 V; 50/60 Hz	0,80	L003053
VS 150 OI <sup>3</sup>	10 ... 30	28 ... 70	20 ... 70	0,20	0,5	674×540×430	157	20	25	20 - 250	O	930×890×820	135,0	230 V; 50/60 Hz	0,80	L003054

\* OE\* / BE\* = mit analoger Steuerung

<sup>1</sup> mit Acrylglasshaube

<sup>2</sup> mit einer Fronttür

<sup>3</sup> mit zwei Fronttüren

\*\* Bewegungsform:

O = Orbital

B = Bi-direktional / Linear

R = Wippen

T = Taumeln

OH = Überkopf



# LAUDA Varioshake Zubehör

Für jeden Einsatzzweck

	Bezeichnung	VS 8 OE / BE / O / B
<b>Schütteltablare, Auflagen, Aufsatzgestelle (geeignet für/max. Anzahl)</b>		
	Haftmatte, schwarz, 200 x 200 mm, zuschneidbar	2
	Rutschsichere Auflage	1
	Rutschsichere Auflage	-
	Schütteltablar	1
	Schütteltablar	-
	Schütteltablar	-
	Schütteltablar	-
	Universalaufsatz	1
	Universalaufsatz	-
	Universalaufsatz	-
	Etagenaufsatz	-
<b>Klammer zum Aufschrauben auf Tablare (geeignet für/max. Anzahl)</b>		<b>A000044</b>
	Klammer für Erlenmeyerkolben 25 ml	45
	Klammer für Erlenmeyerkolben 50 ml	25
	Klammer für Erlenmeyerkolben 100 ml	16
	Klammer für Erlenmeyerkolben 200 ml	12
	Klammer für Erlenmeyerkolben 250 - 300 ml	9
	Klammer für Erlenmeyerkolben 500 ml	9
	Klammer für Erlenmeyerkolben 1000 ml	4
	Klammer für Erlenmeyerkolben 2000 ml	2
	Klammer für 50 ml Scheidetrichter (Squibb)	6
	Klammer für 100 ml Scheidetrichter (Squibb)	6
	Klammer für 250 ml Scheidetrichter (Squibb)	4
	Klammer für 250 ml Scheidetrichter (konische Form)	4
	Klammer für 500 ml Scheidetrichter (Squibb)	3
<b>Gestell / Halterung zum Aufschrauben auf Tablare (geeignet für/max. Anzahl)</b>		<b>A000044</b>
	Reagenzglasgestell für max. 24 Gläser 12 - 17 mm Ø, Länge 75 - 160 mm	3
	Reagenzglasgestell für max. 16 Gläser 25 - 29 mm Ø, Länge 75 - 160 mm	2
	Halterung für Testplatten	4

VS 15 T / R	VS 15 O / B	VS 30 O	VS 20 OH	VS 60 OI	VS 45 OI	VS 150 OI	Bestellnummer
-	4	8	-	4	6	8*	A000041
-	-	-	-	-	-	-	A000042
1	1	-	-	1	-	-	A000043
-	-	-	-	-	-	-	A000044
1	1	-	-	1	-	-	A000045
-	-	-	-	-	2	-	A000046
-	-	1	-	-	-	2	A000047
-	-	-	-	-	-	-	A000048
1	1	-	-	1	-	-	A000049
-	-	1	-	-	-	-	A000050
1	-	-	-	-	-	-	A000051
<b>A000045</b>	<b>A000045</b>	<b>A000047</b>	-	<b>A000045</b>	<b>A000046*</b>	<b>A000047*</b>	
79	79	99	-	79	52	99	A000025
49	49	99	-	49	33	99	A000026
36	36	50	-	36	22	50	A000027
22	22	26	-	22	15	26	A000028
16	16	26	-	16	13	26	A000029
12	12	26	-	12	10	26	A000030
9	9	12	-	9	6	12	A000031
4	4	9	-	-	3	9	A000053
-	11	-	-	-	-	-	A000054
-	11	-	-	-	-	-	A000055
-	8	-	-	-	-	-	A000056
-	8	-	-	-	-	-	A000057
-	6	-	-	-	-	-	A000058
-	<b>A000045</b>	<b>A000047</b>	-	<b>A000045</b>	<b>A000046*</b>	<b>A000047*</b>	
-	6	9	-	6	3	9	A000059
-	-	-	-	-	-	-	A000060
-	6	-	-	6	6	15	A000061

\* Angegebene Höchstmenge pro Tablar  
VS 45 OI (Tablar A000046): Ab Kolben 300 ml nur 1 Tablar einsetzbar  
VS 150 OI (Tablar A000047): Ab Kolben 1000 ml nur 1 Tablar einsetzbar



IGZ Instruments AG  
Furtbachstrasse 17  
8107 Buchs ZH

Tel. +41 44 456 33 33  
igz.ch igz@igz.ch

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Pfarrstraße 41/43 • 97922 Lauda-Königshofen • Deutschland  
www.lauda.de

