

## PRÉPARATION DES MILIEUX TOUT-EN-UN



# POMPE PÉRISTALTIQUE

Petite et efficace

# DOSYWEL®

## Calibration rapide et facile

Rappel de calibration au début du cycle et/ou durant la distribution.  
Jusqu'à 1% de précision

## 3 modes de distribution

- Manuel
- Automatique
- Avec Pédale



- **Design Fingerstop™**  
Évitez les contaminations croisées



## Rapidité

9ml	→	1	seconde
18ml	→	3	secondes
225ml	→	10	secondes



## Compacte et légère

Facilement transportable avec sa poignée  
Faible encombrement

**3.3 kg**



**ELLE VOUS SUIV PARTOUT !**



**Livrés avec la DOSYWEL :** Manuel utilisateur, cable d'alimentation, tuyau de 3,2 mm avec l'embout de distribution  
(ref : DOSW2003)

**DOSYWEL®**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Distribution</b>	Manuelle, automatique et avec pédale
<b>Volume de distribution</b>	De 0.1 à 9999 ml
<b>Vitesse ajustable</b>	1-130% - 10-550 tours/minute
<b>Calibration</b>	Simple et rapide à faire en début et en cours de cycle
<b>Durée d'intervalle</b>	0.1 à 60 secondes
<b>Sens de rotation</b>	Droite ou gauche
<b>Nombre de programmes</b>	20
<b>Connectivité</b>	Port USB et Ethernet
<b>Diamètre des tuyaux</b>	1.6mm / 3.2mm / 4.8mm / 6.4mm Versilion™ - rotor Pumpsil™
<b>Dimensions (W x H x D)</b>	250 x 190 x 210 mm
<b>Poids</b>	3.3 kg
<b>Alimentation électrique</b>	100-250v - 50/60 Hz - 90W
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Pays d'origine</b>	France - European Union

### Adaptez vos jeux de tuyaux selon votre besoin :

Tube Ø (mm)	9 ml	18 ml	225 ml	Débit (ml/min)	Répétabilité (± ml)
Ø 1.6 (DOSW2006)	± 0.037 ml	± 0.037 ml	± 0.037 ml	102	0.007
Ø 3.2 (DOSW2003)	± 0.159 ml	± 0.159 ml	± 0.159 ml	406	0.055
Ø 4.8 (DOSW2002)	± 0.365 ml	± 0.365 ml	± 0.365 ml	936	0.06
Ø 6.4 (DOSW2001)	± 0.53 ml	± 0.53 ml	± 0.53 ml	1271	0.07

### PÉDALE DE CONTRÔLE (DILW2013) :



DOSYWEL from ABE - My impressions



**PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS ALIMENTAIRES**

**PRÉPARATION AUTOMATISÉE DES MILIEUX DE CULTURE**

**ÉCHANTILLONNAGE D'AIR**


Blenders




Diluters




Tubes Fillers Pumps



Media Preparators



Petri Fillers



Air Samplers



RÉSERVEZ VOTRE DÉMO !

<https://www.alliance-bio-expertise.com/en/store-locator/>



**IG Instruments**  
smart solutions & service  
IGZ Instruments AG  
Furtbachstrasse 17  
8107 Buchs ZH

Tel. +41 44 456 33 33  
igz.ch igz@igz.ch



**SUIVEZ LE BLOG**

[alliance-bio-expertise.com](http://alliance-bio-expertise.com)



ZI de Courbouton, Le Tremplin - 35480 GUIPRY - FRANCE

E-mail : [contact@abioexpertise.com](mailto:contact@abioexpertise.com)

Phone : +33(0)2.40.51.79.53

[alliance-bio-expertise.com](http://alliance-bio-expertise.com)